

POZOR!

Přenosná zařízení pro bezdrátovou komunikaci mohou mít vliv na ELEKTRICKÁ LÉKAŘSKÁ ZAŘÍZENÍ


Práce poblíž mobilu (ve vzdálenosti do 2,8 m) může způsobit nestabilitu výstupu stimulatoru.

Prohlášení a informace výrobce – elektromagnetická odolnost			
ZAŘÍZENÍ je určeno pro práci v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. Odběratel či uživatel ZAŘÍZENÍ se musí ujistit, že zařízení pracuje právě v takovém prostředí.			
Testy odolnosti	Testovací úroveň IEC 60601	Splněná úroveň	Elektromagnetické prostředí - informace
Elektrostatické vybití (ESD) dle IEC 61000-4-2	+/- 6kV dotykové vybití +/- 8kV vzduchové vybití	+/- 6kV dotykové vybití +/- 8kV vzduchové vybití	Podlaha musí být dřevěná, betonová nebo z keramické dlažby. Pokud je na podlaže syntetický materiál, musí relativní vlhkost činit alespoň 30%.
Magnetické pole s frekvencí napájecí sítě dle IEC 61000-4-8			Magnetické pole s frekvencí napájecí sítě musí být na úrovni charakteristické pro běžné umístění v ekonomickém nebo nemocničním prostředí.

DIAGNOSTIC®

ELEKTRONICKÉ TEPLoměRY

NÁVOD K POUŽITÍ



T-01
REF 5001

T-02 flexible
REF 5002

CE 0197

DISTRIBUTOR:

BIOTTER PHARMA s.r.o.
Moskevská 1440 / 24a, 736 01 Havířov
INFOLINKA: +420 773 141 234
biotter@biotter.cz; www.biotterpharma.cz

Diagnosis S.A.
ul. Sienkiewicza 82
15-005 Białystok
Polsko


VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU!

Děkujeme Vám za nákup elektronického teploměru Diagnostic T01/T02 flexible.

Zařízení je určeno k měření teploty těla dětí a dospělých osob.

Před použitím zařízení Vás prosíme o pozorné přečtení návodu k použití.

STAVBA TEPLOMĚŘU




VLASTNOSTI TEPLOMĚŘU

- Čitelný LCD displej
- Paměť pro poslední měření
- Automatické vypnutí
- Zvukový signál o ukončení měření
- Měrná jednotka: °C
- Vodotěsný

POUŽITÍ TEPLOMĚŘU

1. Stiskněte tlačítko On/Off. Na displeji se objeví symboly (obr. 1) a zařízení vydá signál, který potvrzuje, že je připraveno k použití.
2. Následně se na displeji objeví po dobu 1 sekundy výsledek z posledního měření a po něm teploměr zobrazí standardní teplotu 36,5°C (obr. 2).
3. Písmeno L s blikajícím °C znamená připravenost k měření (obr. 3).
4. Umístěte čidlo teploměru na místě pro měření teploty, které preferujete:
 - a) v ústech – vložte čidlo pod jazyk a zavřete ústa. Výsledek měření získáte po cca 1 minutě, když uslyšíte zvukový signál.
 - b) v konečniku – vložte konec čidla do konečniku, ne hlouběji než 1,5 cm. Můžete použít gel. Nepoužívejte vazelinu. Měření se ukončí ve chvíli, když přestane blikat °C a teploměr vydá signál. Dítě položte na břicho s nohama ohnutými do tvaru písmene L.

Obr.1



Obr.2



Obr.3



Teploměr, který už byl jednou použit v konečniku, nesmí být z hygienických důvodů používán v ústech.

c) pod paží – vložte čidlo pod paži a přitiskněte ji.

Pozor. Jakmile uslyšíte po cca 60 sekundách akustický signál, nechejte teploměr pod paží ještě další 3 minuty.

6. Když bude teplota změřena, přestane blikat symbol °C a teploměr vydá signál a na displeji se objeví výsledek měření.

7. Stiskněte tlačítko On/Off pro vypnutí napájení. Pokud to zapomenete udělat, teploměr se automaticky vypne po 10 minutách.

UPOZORNĚNÍ

1. Měření teploty musí být prováděno pod dohledem dospělé osoby.
2. Nedovolte, aby dítě sejmulo víko baterie, vyndalo baterie a případně je polklo.
3. Neohýbejte, chraňte proti pádu a nerozebírejte na části.
4. Nesmí dojít k překousnutí čidla během měření teploty v ústech.
4. Chraňte teploměr před slunečním zářením a prachem.
5. Čistěte teploměr otřením vlhkým hadříkem namočeným ve vodě s mýdlem nebo 70 % roztokem alkoholu.
6. Pokud nechcete používat teploměr delší dobu, vyjměte baterii.
7. Nevyhazujte do koše


Spotřebované části teploměru a baterie nejsou běžným domácím odpadem a musí být uloženy v místech k tomu určených.

VÝMĚNA BATERIÍ

1. Když se na displeji objeví blikající symbol, je třeba vyměnit baterii.
2. Sundejte víko na baterie.
3. Odšroubujte šroubek a použitím párátko vyjměte vybitou baterii.
4. Vložte novou baterii, dejte pozor, abyste dodrželi správnou polaritu. Baterie musí být vložena minusovým pólem dolů.
5. Přišroubujte šroubek a nasadte víko na baterii.

POZOR

Polknutí baterií může mít katastrofální následky. Baterie není vhodná k opětovnému nabití. Nevhazujte do ohně. Baterie mohou vybuchnout.



TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL

T01, T02 flexible

ROZSAH MĚŘENÍ

32 °C ÷ 43.0°C

PŘESNOST

+/- 0.1°C

NAPÁJENÍ

1.55 VDC (1) alkalické manganové baterie nebo baterie typu Maxell LR41

ŽIVOTNOST BATERIÍ

cca 200 pracovních hodin

PRACOVNÍ PODMÍNKY

tepl. +10°C ÷ +35°C, vlhkost 35%÷85%

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

tepl. -25°C ÷ +55°C, vlhkost 30%÷85%

ROZMĚRY

177 x 20 x 105,3 mm

HMOTNOST

10,20g (s bateriemi)

AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ

po 10 minutách



0197 Zařízení bylo vyrobeno v souladu se směrnicí EC MDD (93/42/EEC).

VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH SYMBOLŮ



Výrobce / zhotovitel



Číslo šarže



POZOR: Před použitím si přečtěte návod k použití.



Typ ochrany BF – zařízení bylo projektováno, aby zaručilo uživateli maximální bezpečnost při prováděném měření.



Spotřebovaný výrobek odevzdejte do sběrného dvora. Obsahuje součásti, které jsou nebezpečné pro životní prostředí.

Správná likvidace zařízení umožňuje zachování cenných surovin a zabránění negativnímu vlivu na zdraví a životní prostředí, které může být ohroženo nevhodným zacházením s odpady. Pokud máte pochybnosti, kde odevzdat spotřebované zařízení, kontaktujte naši firmu.



Katalogové číslo

Rev.

Datum poslední aktualizace



Rok výroby